

Herstellereklärung	Manufacturer Declaration
---------------------------	---------------------------------

Kontaktmaterialien für Pharma-Anwendungen	Contact materials for pharmaceutical applications
--	--

Hersteller / Manufacturer: Bürkert Werke GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13-17
74653 Ingelfingen, Germany
www.burkert.com

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte den genannten Bestimmungen entsprechen. We hereby declare that the products listed below comply with the stated regulations.

Typ / Type (Geräteschlüssel / product specification key):

2100-**-①②-VA****-③-④**_**** ⑦
2101-**-①②-VA****-③-④**_**** ⑦

2920-**-①②-VA****_**⑥-**-**_*_*_*_*_* ⑦
2921-**-①②-VA****_**⑥-**-**_*_*_*_*_* ⑦

3320-**-①②-VA_****⑤-**-**_*_*_*_*_*_*_*_* ⑦
3321-**-①②-VA_****⑤-**-**_*_*_*_*_*_*_*_* ⑦

- ① Nennweite / Orifice size **max. 50,0**
- ② Dichtwerkstoff / Seal material **EE**
- ③ Antriebsgröße / acuator size **D, M**
- ④ Schnittstelle am Antrieb / Interface at actuator **AA, AD**
- ⑤ Antriebskraft elektromotorisch / acuator force electromotive **M, N, Q**
- ⑥ Schnittstelle am Antrieb / Interface at actuator **E1, E2**
- ⑦ Gilt nur in Verbindung mit variablem Code / Only valid in combination with variable code:
PL03 + PL04

Typ / Type (Geräteschlüssel / product specification key):

2300-**-①②-VA****-③-④**_**** ⑦
2301-**-①②-VA****-③-④**_**** ⑦

2960-**-①②-VA****_**⑥-**-**_*_*_*_*_* ⑦
2961-**-①②-VA****_**⑥-**-**_*_*_*_*_* ⑦

3360-**-①②-VA_****⑤-**-**_*_*_*_*_*_*_*_* ⑦
3361-**-①②-VA_****⑤-**-**_*_*_*_*_*_*_*_* ⑦

- ① Nennweite / Orifice size **max. 50,0**
- ② Dichtwerkstoff / Seal material **EE, SS, SR, SH**
- ③ Antriebsgröße / acuator size **M, N**
- ④ Schnittstelle am Antrieb / Interface at actuator **AA, AB, AC, AD**
- ⑤ Antriebskraft elektromotorisch / acuator force electromotive **M, N, Q**
- ⑥ Schnittstelle am Antrieb / Interface at actuator **E1, E2**
- ⑦ Gilt nur in Verbindung mit variablem Code / Only valid in combination with variable code:
PL03 + PL04

Die Sicherheits- und Einbauhinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten	The instructions for safety and installation of the enclosed product documentation have to be observed.
SAP-Document-No.: 1000128163	Rev.: F
Page 1 of 2	

Herstellereklärung	Manufacturer Declaration
---------------------------	---------------------------------

Variable(r) Code	Medienberührende Materialien erfüllen folgende Anforderungen:	Materials in contact with the medium fulfill the following requirements:
PL03	FDA (Food and Drug Administration, USA) CFR 21 (Code of Federal Regulations) Paragraph 177.1550 Zusammensetzung	FDA (Food and Drug Administration, USA) CFR 21 (Code of Federal Regulations) Paragraph 177.1550 Composition
PL04	USP (US Pharmacopeia) Kapitel <87> in vitro Kapitel <88> in vivo Class VI (121°C)	USP (US Pharmacopeia) Chapter <87> in vitro Chapter <88> in vivo Class VI (121°C)
PL03 PL04	ADI Das Material enthält keine Materialien tierischen Ursprungs als Rezepturbestandteil.	ADI The material does not contain any materials of animal origin as part of the recipe.
	Phthalate Das Material enthält keine Phthalate als Rezepturbestandteil.	Phthalates The material does not contain any phthalates as part of the recipe.

Zusätzliche Hinweise:

- Basierend auf unserem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 bestätigen wir, dass unsere Produkte nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem aktuellen Stand der Technik hergestellt werden (in Anlehnung an die Richtlinie EG 2023/2006 für gute Herstellungspraxis GMP).
- Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.
- Das Produkt darf nicht außerhalb der festgelegten Grenzen betrieben werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu entscheiden, ob die beabsichtigte Anwendung die relevanten Vorgaben erfüllt.

Additional information:

- Based on our Quality Management System according to ISO 9001 we declare that our products are manufactured to the best of our knowledge and belief and according to the current state of the art (referring to the Directive EC 2023/2006 for good manufacturing practices GMP).
- Observe the instruction manual.
- Do not operate the product outside the described limits.
- It is the responsibility of the client to determine whether the intended application complies with relevant requirements.

ABD 1000128163 EN Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.03.2026

Ingelfingen, 15. Dezember 2025


 i.A.
 Anke Bader
 Product Compliance

Die Sicherheits- und Einbauhinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten	The instructions for safety and installation of the enclosed product documentation have to be observed.
SAP-Document-No.: 1000128163	Page 2 of 2