

<b>Manufacturer Declaration</b>	<b>Déclaration Constructeur</b>
FDA, EC 1935:2004, USP class VI, cytotoxicity (EN)	FDA, CE 1935:2004, USP class VI, cytotoxicité (FR)

**Manufacturer /Constructeur :** **Bürkert SAS**  
**20, rue du Giessen**  
**BP 21**  
**67220 Triembach-au-Val, France**

We hereby declare, that the following products in consideration of the instruction manual can be used under the mentioned conditions and fulfil the listed requirements.

Par la présente nous déclarons que les produits suivants peuvent être utilisés en respectant la notice d'instruction et les conditions mentionnées ci-dessous.

Type :	8203 FERMTRODE pH 120
Version : (specification key/clef de produit)	id 561727
Description :	pH probe sonde pH

The material of the components are in compliance with the standards of the different agencies listed below:

Les matériaux des composants sont en conformité avec les normes des différents organismes énumérés ci-dessous :

Composant en contact avec le fluide Component in contact with the fluid	Matière Material	<i>Proof of compatibility</i>
<b>Seal</b> Joint	VMQ (Silicone)	FDA (21CFR177.2600), EC 1935/2004, USP <87>; USP <88> Class VI (121 °C)
<b>Armature</b> Armature	Glass Verre	-
<b>Diaphragm</b> Diaphragme	Ceramic Céramique	-
<b>Solution</b> Solution	Pressurized FOODLYTE	DIN EN ISO 10993-1: 2003 and USP 31, 2008, <87>

**Conditions of use:**

- Based on our Quality Management System according to ISO 9001 we declare that our products are manufactured to the best of our knowledge and belief and according to the current state of the art.
- Observe the instruction manual and the data sheet.
- Do not operate the product outside the described limits.
- Substances in contact with the medium fulfil the requirements for the use in the contact with food.
- It is the responsibility of the client to determine whether the intended application complies with relevant requirements.

**Conditions d'utilisation :**

- Sur la base de notre système de management de la qualité selon la norme ISO 9001, nous confirmons que nos produits sont fabriqués au meilleur de notre connaissance et selon l'état actuel de la technique.
- Respecter le manuel d'utilisation et la fiche technique.
- Ne pas utiliser le produit en dehors des limites indiquées.
- Les substances en contact avec le milieu doivent remplir les conditions requises pour une utilisation en contact avec les aliments.
- Il est de la responsabilité du client de déterminer si l'application envisagée est conforme aux exigences pertinentes.

Triembach-au-Val, 26 juillet 2022

Stéphanie Dumollard  
 Approval Management  
*Document valid without signature*

The instructions for safety and installation of the enclosed product documentation have to be observed.	Les consignes de sécurité et d'installation décrites ci-dessous doivent être respectées.
---	--