

Herstellereklärung	Manufacturer Declaration
(DE)	(EN)

Hersteller / Manufacturer: **Bürkert Werke GmbH**
Christian-Bürkert-Straße 13-17
74653 Ingelfingen, Germany

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung und den hier angegebenen Bedingungen, den genannten Anforderungen entsprechen.

We hereby declare, that the following products in consideration of the instruction manual can be used under the mentioned conditions and fulfil the listed requirements.

Produkt	Material	Elastomermischung / Rubber Compound
Membrane zu RSV Diaphragm DCV	EPDM	EPDM 69P schwarz 036 by Plastigum AG

<p>FDA-Konformität: Die zur Herstellung von Gegenständen in Kontakt mit Lebensmitteln verwendeten Materialien entsprechen in der Zusammensetzung der „Positive List“ nach dem Code of Federal Regulations CFR21 §177.2600 der Food and Drug Administration (FDA), USA.</p> <p>USP (US Pharmacopeia) XXXV Kapitel „87 in vitro“ und „88 in vivo, Implantation“ Class VI: Die o.g. Mischungen entsprechen den Anforderungen der USP Class VI.</p>	<p>FDA-Conformity: The aforesaid compounds used for the manufacturing of articles meet the formulation according positive list, Code of Federal Regulations CFR21 §177.2600 published by the Food and Drug Administration (FDA), USA.</p> <p>USP (US Pharmacopeia) XXXV chapter “87 in vitro” and “88 in vivo, implantation” Class VI: The aforesaid compounds have met the requirements of the USP Class VI.</p>
---	---

Bedingungen für den Einsatz:

- Basierend auf unserem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2008 bestätigen wir, dass unsere Produkte nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem aktuellen Stand der Technik hergestellt werden.
- Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.
- Das Produkt darf nicht außerhalb der festgelegten Grenzen betrieben werden.
- Medienberührende Materialien erfüllen die Anforderungen für die Anwendung im Kontakt mit Lebensmitteln.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu entscheiden, ob die beabsichtigte Anwendung die relevanten Vorgaben erfüllt.

Conditions of use:

- Based on our Quality Management System according to ISO 9001:2008 we declare that our products are manufactured to the best of our knowledge and belief and according to the current state of the art.
- Observe the instruction manual.
- Do not operate the product outside the described limits.
- Substances in contact with the medium fulfil the requirements for the use in the contact with food.
- It is the responsibility of the client to determine whether the intended application complies with relevant requirements.

Ingelfingen, 05.06.2013



Die Sicherheits- und Einbauhinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten	The instructions for safety and installation of the enclosed product documentation have to be observed.
--	---